


esplus



musplus-2

MUSPLUS-2 EMS CİHAZI

musplus-2

MUSPLUS-2 EMS CİHAZI

MUSPLUS-2 EMS CİHAZI

Musplus-2, yüksek yoğunluklu odaklanmış elektromanyetik enerjiye(HIFEM) dayanan en son teknolojiye sahiptir. Tek bir Musplus-2 seansı, binlerce güçlü kas kasılmasına ve klasik antrenmanla elde edebileceğinizden çok daha yüksek olan kalori tüketimine neden olur. Antrenman tarzındaki bu değişiklik bize muhteşem sonuçlar vermektedir. Ayrıca cildin görünümünü önemli ölçüde iyileştirir ve selülitlerin ortadan kaldırılmasına, kas tonusunun ve gücünün artmasına, böylece sarkmış cildin iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Musplus-2, uygulandığı bölgeye 30 dk'da 20.000 egzersiz yaptırmaktadır. Böylece yağ miktarı azaltarak, kas yoğunluğu ve hacmini artırır. Aynı anda ve aynı derinlikteki kas fiberlerinin % 90'dan fazlasını aktive etmektedir. Musplus 2, egzersizle elde edilen kas kasılmalarından daha fazla (Supramaksimal) kasılma oluşturur. Seanslar süresince bu şekilde supramaksimal kasılma uygulanan kas dokusu, buna adapte olacak şekilde kuvvetlenir. Kas, iç yapısında miyofibrillerin büyümesi (Kas hipertrofisi) ve yeni protein ipliklerinin ve kas liflerinin (Kas Hiperplazisi) oluşması ile yeniden şekillenir. Bu süreç artan kas yoğunluğu ve hacmi ile sonuçlanır. Bu "Süper kas egzersizi" asla normal kas hareketi ile elde edilemez.

Seanslar haftada en az 2 kere, minimum 4 seans, 1 seans maksimum 30 dk olarak planlanmalıdır. Seanslarınızı uygulayan uzman; vücudunuza ve özel hedeflerinize göre kişiye özel bir plan belirlemektedir.

ÖZELLİKLER

- Avrupa'nın en büyük firmalarının tercih ettiği marka
- CE Belgeli olup, ABD Sağlık Bakanlığı tarafından verilen FDA Sertifikası ve Almanya'dan alınan TÜV SÜD (Medikal CE) Sertifikası için başvurular yapılmış olup süreç devam etmektedir.
- 0.4-2.5 tesla ile ideal manyetik akı yoğunluğu
- 3.000 Wattlık gücü ile daha kısa sürede sonuç alma
- 1-150Hz frekans ile düşük fiyatlı markalara göre aynı sürede daha çok sayıda kasılma yaparak etkili sonuç alma
- 15 inç, 45 derece ayarlanabilen ekranı ile kolay kullanım
- Kademeli güç artışı ile uygulanan kişiyi rahatsız etmeyen konforlu kullanım



* Son aşamaya gelinmiş; 2022 yılı içerisinde sertifika alınacaktır.



Merkez: Göksu Mah. Gazi Blv. 92. Sok. No: 465/9 Kepez/ANTALYA

İstanbul • Ankara • İzmir

0 850 562 37 37 • esplus.com.tr

musplus-2

MUSPLUS-2 EMS CİHAZI

MUSPLUS-2'NİN FAYDALARI

- **Kilo verin:** Her hafta dengeli bir diyet uygulamış ve egzersiz yapmış gibi kilo vermenizi sağlar.
- **Hemen sonucu görün:** Seanslardan sonra anında görülebilir sonuç.
- **Zamandan tasarruf edin:** 20 dakikalık Musplus-2 antrenmanı, 3 saatlik düzenli antrenmanın yerini alabilir.
- **Yaralanmaları önleyin:** Ek yük olmadan antrenman yapmanızı sağlar.
- **Gücü artırın:** Aynı anda 350'den fazla kası uyarmaktadır.MUSPLUS-2
- **Kas yorgunluğundan kaçının:** Neredeyse hiç fiziksel yorgunluk olmadan çok güçlü şekilde antrenman yapmanızı sağlar.



Abdomen



Kalça Kasları



Bacak



Biceps



Triceps



ÖNCE

SONRA

Kadın | Yaş:42
Vücut Kitle İndeksi: 25.1 Kg/m²

Vücut Kitle İndeksi: 24.4 Kg/m² (2 ay sonra)
Ağırlık: - 4.4 kg
Yağ Kalınlığı: - % 32.9
Kas Kalınlığı: + % 19.4
DRA: - % 15.9 Bel Çevresi: - 5.7cm

musplus-2

MUSPLUS-2 EMS CİHAZI

MUSPLUS-2'NİN ARTILARI

- **İdeal Tesla Yoğunluğu:** Musplus-2, 0.4-2.5 Tesla manyetik akı yoğunluğuna sahiptir. Gerçek iyi kas geliştirme yoğunluğu ve iyi sonuç almak için güvenilir yoğunluk 2.5 Tesla'dır. 7 Tesla, 13 Tesla gibi belirtilen gibi yoğunluklar insanlarda istenmeyen durumlar oluşturabileceği gibi uzun süreli kullanıma izin vermemektedir.
- **Popo Kaldırma Özelliği:** Son yılların aranan bu özellik cihaz programında bulunmaktadır.
- **Kademeli Güç Artışı ile Konforlu Uygulama:** Musplus-2, yumuşak başlayıp daha sonra zirve enerjisini artırarak kademeli olarak güçlü hale gelmektedir. Uygulama yapılan kişiler için bu durum çok daha rahat, daha kabul edilebilir olmaktadır. Kademeli güç kullanımı beklenen sonucu değiştirmemektedir. Bazı cihazlar başından sonuna kadar aynı güçte/yoğunlukta dalga gönderdiği için konfor düşmektedir.
- **Soğutma:** EM vücut şekillendirme için, cihazlarda şu anda yağ soğutma, su soğutma ve hava soğutma kullanılmaktadır. Bu grup makineler teknoloji olarak HIFEM kullandığı için, yağ ve su çok tehlikelidir. En güvenilir soğutma şekli hava soğutmadır. Musplus-2, gelişmiş diğer cihazlar gibi hava soğutma kullanılmaktadır. Düşük fiyatlı bazı firmalar sınırlı teknolojileri nedeniyle su soğutma kullanır. Bu teknoloji yüksek voltaja neden olduğu için su ile çok tehlikeli olmaktadır. Herhangi bir kaza anında uygulanan kişiye zarar verme ihtimali çok yüksektir.
- **Frekans:** Kas dokusunun izin verdiği ölçü içerisinde kas kasılması ne kadar hızlı yapılırsa sonuç o kadar iyi alınmaktadır. Musplus-2 frekansı 1-150Hz arasındadır, yani 1 saniyede 150'ye ulaşan kasılma yapabilmektedir. Düşük fiyatlı cihazlar; sadece 1-16Hz veya en büyük olarak 50Hz'e ulaşırlar. Musplus-2, 1 saniyede 3 kat daha fazla kas kasılması yapmaktadır. En iyi sonuçlar, sadece iyi cihazlarla alınabilmektedir.
- **Sıcaklık Sensörü:** Musplus-2 başlık içerisinde sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Sıcaklık yükseldiğinde alarm vermektedir.
- **Otomatik Ayarlama:** Frekans değiştiği zaman enerji aralığını otomatik ayarlanmaktadır. Her oturumda Total Teslanın akıllı kontrolü yapılmaktadır.
- **Bakır Tel Tasarımı ile Doğru Enerji Çıkışı:** Başlıkta bakır levha yerine 1.200 adet küçük bakır tel kullanılmaktadır. Böylece enerji çıkışının doğru ve zayıf enerji olduğundan emin olunmaktadır.



musplus-2

MUSPLUS-2 EMS CİHAZI

AKILLI ÇALIŞMA MODLARI

Basit kullanım ve profesyonel kullanım için 4 çalışma modu bulunmaktadır:

- Fazla kilolu ve daha az kaslı olan nadiren egzersiz yapan insanlar
- Daha kaslı daha az yağlı düzenli egzersiz yapan insanlar
- Profesyonel egzersiz yapan kişiler için özelleştirilmiş program (Protokol-A)
- Profesyonel egzersiz yapan kişiler için özelleştirilmiş program (Protokol-B)

KULLANICI DOSTU EKRAN

- Yüksek çözünürlüklü arayüz
- En iyi görüş için 45° ayarlanabilir ekran
- Kolay kullanım için serbest kaydırma

OPTİMİZE EDİLMİŞ APLİKATÖR

- Son nesil teknoloji
- Yüksek teknoloji su kullanmayan soğutma
- Yüksek kaliteye sahip yalıtımlı materyal
- Tek ebat aplikatörün birden fazla alan için uygunluğu
- Eşsiz Performans: Piyasadaki diğer ekipmanlardan daha fazla olan seans başına 20.000'e kadar kasılma yapabilme

OTOMATİK KONTROL SİSTEMİ

- Frekans değiştiği zaman enerji aralığı otomatik ayarlama
- Seans başına toplam Tesla'nın akıllı kontrolü
- Dayanıklılık: Sarf malzemesi ve bakım gerektirmeyen tasarım
- Kolay Kullanım: Seans esnasında eller serbest şekilde olduğu için uygulayıcıyı yormayan yapı
- Güvenlik: Herhangi bir yan etkisi olmayan düşük frekans dalgalarını kullanma



Musplus-2, işletmeciye yatırımın hızla geri dönüşünü sağlamaktadır ve kurum için düzenli sabit gelir getiren bir cihaz niteliğindedir.

Esplus, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da sabit olmak üzere 15 kişilik Teknik Servis Ekibi ile satış sonrası teknik servis hizmeti vermektedir.



Merkez: Göksu Mah. Gazi Blv. 92. Sok. No: 465/9 Kepez/ANTALYA

İstanbul • Ankara • İzmir

0 850 562 37 37 • esplus.com.tr