



VITAL INJECTOR 2

VITAL INJECTOR-2 MEZOTERAPİ CİHAZI

VITAL INJECTOR 2

VITAL INJECTOR-2 MEZOTERAPİ CİHAZI

VITAL INJECTOR-2 MEZOTERAPİ CİHAZI

Eunsung Şirketi, 1995 yılında kurulmuş olup bugün dünyada 70'den fazla ülkede cihazları memnuniyetle kullanılmaktadır. En son ABD ofisini açan firmanın AR-GE'ye verdiği önem sayesinde birçok patenti bulunmaktadır.

Vital Injector-2, dünyada sadece belirli standartları sağlayan cihazlara verilen Medikal CE Belgesi'ne sahip bir cihazdır. Bu belge cihazın etkin ve yüksek performanslı kullanım sunması yanı sıra kaliteli standartlarına uygunluğunu göstermektedir. Normal CE Belgesi'ne sahip düşük kalitedeki otomatik enjeksiyon cihazları Avrupa'ya alınmamaktadır.

Vital Injector 2, yüz ve vücut iğneli mezoterapi için devrim niteliğinde bir cihazdır. Vital Injector 2 ile mezoterapi ağrısızdır, morarma yapmaz ve iyileşme süreci gerektirmez. Vital Injector, preparatın cilde hassas bir şekilde uygulanmasını sağlar. Cihaz kontrol panelinde cilde enjekte etmek istediğiniz preparatın derinliği ve miktarı ayarlanabilmektedir. Enjeksiyon aynı anda birkaç yerde, tam olarak aynı dozda ve tam olarak aynı derinlikte uygulanır. 15 dakika içinde 1.000 - 2.000 enjeksiyon işlemi yapılabilmektedir. Bu, geleneksel manuel mezoterapi ile mümkün değildir. Cihaz, epidermisi damarlardan ve sinirlerden uzaklaştıran vakum-vakum sistemi de dahil olmak üzere yenilikçi çözümler kullanır, bu sayede işlem ağrısız olmasının yanı sıra kan damarlarına zarar verme riskini de minimize etmektedir. Bu nedenle işlem sonrasında morluklar oluşmaz.

Vital Injector-2, orijinal Vital Injector'ün yenilikçi, yenilenmiş ürünüdür. Etkiyi en üst düzeye çıkaran ve tedavi süresini kısaltan 5 veya 9 iğneyi aynı anda kullanmak için en yeni tekniği benimsemiştir. Tek kullanımlık filtre sistemi ile hijyenik bir ortamda güvenli tedaviler sağlamaktadır.

5'li veya 9'lu çoklu iğne sistemine sahip Vital Injector 2, şırınga tipini, ilaç dozajını, iğne penetrasyon derinliğini ve enjeksiyon hızını ayarlayarak güvenli ve doğru tedaviler sağlar. 0,2 mm'lik artışlarla 0 mm'den 5 mm'ye kontrollü derinlik ayarı, çoğu kolajen ve elastinin bulunduğu deri altı bölgesini hassas bir şekilde hedefleyen özel bir tedaviye olanak tanır. Farklı viskozite formülasyonları ile çalışabilme imkanı sunmaktadır. Ayrıca kullanışlı akustik alarm sinyali ile kolayca kullanılmaktadır.

Vital Injector-2, enjeksiyon prosedürü sırasında ilaç kaybını azaltmaktadır. Tanınmış Patentli Geri Akış Blok Yapı Sistemi ile istenen dozun tam olarak enjeksiyonunu sağlamaktadır.



Vital Injector-2 Uygulama Öncesi ve Sonrası



Merkez: Göksu Mah. Gazi Blv. 92. Sok. No: 465/9 Kepez/ANTALYA

İstanbul • Ankara • İzmir

0 850 562 37 37 • esplus.com.tr

VITAL INJECTOR 2

VITAL INJECTOR-2 MEZOTERAPİ CİHAZI



ÖZELLİKLER

- **İğne Bilgileri:** 31 G, 5Pin, 9Pin Çoklu İğne Tipi
- **İğne Penetrasyon Kontrolü:** 0,0 ~ 5,0 mm (Aralık 0,2 mm)
- **Şırınga Tipi:** 1cc, 2cc, 3cc, 5cc
- **Çalışma Modu:** Aralıklı, sürekli
- **Gövde LCD:** 5.0 İnç, Dokunmatik Ekran
- **Panel Enjektör LCD:** 1.7 İnç VITAL ENJECTOR-2 MEZOTERAPİ
- **Voltaj ve Frekans:** AC 110 ~240V, 50~ 60 Hz
- **Ebat (G x D x Y) Enjektör:** 293 x 49 x 168 - Gövde : 333 x 298 x 130 mm
- **Ağırlık:** 4.7 Kg (Gövde + Enjektör)

ARTAN ÇALIŞMA KONFORU VE EL DESTEĞİ İÇİN ERGONOMİK VE YENİLİKÇİ TASARIM

- Doğru ve hassas enjeksiyon
- Sesli, görsel ve dokunsal geri bildirim
- Küçük dozları kolayca enjekte edebilme
- Öngörülebilir tedavi sonuçları için cildin geniş bölgelerine eşit hacim dağılımı
- Yüz, boyun, dekolte ve eller gibi çok yönlü bölgelerin kolay tedavisi
- Yüksek viskoziteye uygunluk



Merkez: Göksu Mah. Gazi Blv. 92. Sok. No: 465/9 Kepez/ANTALYA

İstanbul • Ankara • İzmir

0 850 562 37 37 • esplus.com.tr

VITAL INJECTOR 2

VITAL INJECTOR-2 MEZOTERAPİ CİHAZI

VITAL INJECTOR-2'NİN BÖLÜMLERİ

- A Çıkarılabilir ve tek kullanımlık filtre sistemini benimsemek:** Çıkarılabilir ve tek kullanımlık filtre sistemi, daha hijyenik, tedavi sonrası istenmeyen durumları minimize eden tedaviler almanızı sağlar.
- B İğne kapağı:** Filtre kapağı, enjektörün iğnelerinin kirlenmesini (Kontaminasyonu) ve herhangi bir mikroorganizmanın enjekte edilmesini önler.
- C Çeşitli şırınga türlerinin kullanılması:** 4 tip şırınga kullanılabilir. Tipler 1cc, 2cc, 3cc ve 5cc'dir. Son derece uyumludurlar.
- D Enjektör LCD Ekran:** Büyütülmüş LCD panel, enjeksiyon sayısını, iğne penetrasyon derinliğini, ilaç dozajını, çalışma modunu gösterir ve cihazın kullanımını daha rahat hale getirir.
- E İç Motor:** Optimizasyon tekniği ile minimum ses ve titreşim, stabilize vakum performansı sunmaktadır.
- F Geri Akış:** İlaç kaybını en aza indirmek için geri akış blok fonksiyonu bulunmaktadır.
- G USB ile Program Yükseltme:** Yazılımı bir USB ile güncelleyebilirsiniz.
- H Filtre:** Ürünün alt kısmında bulunan filtrelerin düzenli değişimi ile hijyenik bakım sağlanmaktadır.
- I Gövde LCD Ekran:** Şırınga tipi, iğne penetrasyon derinliği, çalışma modu, ilaç dozu, Hız/Vakum Seviyesi vb. değerleri kontrol etmek için LCD dokunmatik ekranı genişletin.



Esplus, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da sabit olmak üzere 15 kişilik Teknik Servis Ekibi ile satış sonrası teknik servis hizmeti vermektedir.